

Mikrozkumavka FastGene 1,5 ml sterilní | NIPPON Genetics

Sterilní autoklávodatelné mikrozkumavky (typ Eppendorf) o objemu 1,5 ml

- Autoklávodatelné mikrozkumavky s graduací a matnou popisovací plochou
- Ploché víčko
- Bez RNáz, DNáz a lidské genomové DNA

Technické parametry

Maximální přetížení úhlových rotorů:

20 000 × g



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrozkumavka FastGene 1,5 ml sterilní	500	N015000