

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) | KARTELL

Snadno uzavíratelná centrifugační mikrozkumavka s připojeným dobře těsnícím víčkem

- Ploché víčko s popisovací plochou a ztenčenou oblastí pro propíchnutí

Technické parametry

Materiál:	PP
Maximální přetížení úhlových rotorů:	11 000 × g
Kategorie zdrav. prostředku:	IVDR class A (EU 2017/746)



Bez stupnice					Se stupnicí				
Objem (ml)	Typ	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Typ	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	s víčkem	čirá	1000	K001298	0,5	s víčkem	čirá	1000	
1,5	s víčkem	čirá	1000	K000298.N	1,5	s víčkem	čirá	1000	K000279.N
1,5	s víčkem	modrá	1000	K000298.M	1,5	s víčkem	modrá	1000	K000279.M
1,5	s víčkem	žlutá	1000	K000298.Y	1,5	s víčkem	žlutá	1000	K000279.Y
1,5	s víčkem	zelená	1000	K000298.Z	1,5	s víčkem	zelená	1000	K000279.Z
1,5	s víčkem	růžová	1000	K000298.R	1,5	s víčkem	růžová	1000	K000279.R
1,5	bez víčka	čirá	1000	K000297	1,5	bez víčka	čirá	1000	