

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) | NEST

Autoklávatelné mikrozkumavky různých objemů s plochým víčkem a stupnicí

- Speciální konstrukce víčka s pojistkou zajišťuje bezpečné uzavření mikrozkumavky
- Snadno čitelná stupnice a matná popisovací plocha
- Vynikající mechanická odolnost při centrifugaci za vysokých otáček
- Bez DNáz/RNáz a pyrogenů
- Sterilní mikrozkumavky jsou sterilizovány E-paprskem ($SAL=10^{-6}$)
- Splňují normu ISO 9001 a ISO 13485

Technické parametry

Materiál:

PP

Maximální přetížení úhlových rotorů:

30 000 x g



Objem (ml)	Barva	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,6	čirá	ne	1000	N605001
0,6	čirá	ano	750	N605601
0,6	hnědá	ano	750	N605401
1,5	čirá	ne	500	N615001
1,5	čirá	ano	400	N615601
1,5	hnědá	ano	400	N615401
2	čirá	ne	500	N620011
2	čirá	ano	400	N620611
5	čirá	ne	200	N603011
5	čirá	ano	200	N603111