

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) sterilní

Sterilní autoklávatelná a centrifugovatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem

- Číré mikrozkumavky s matnou popisovací plochou
- Propíchnutelné víčko
- Bez RNáz a DNáz, pyrogenů, kovů a PCR-inhibitorů

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−20 až 121 °C
Maximální přetížení úhlových rotorů:	25 000 g s úhlovým rotorem 70 000 g pro s výkyvným rotorem



Mikrozkumavka (typ Eppendorf) sterilní | ROTH

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,5	500	R.ENE8.2
2,0	500	R.ENH1.2