

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) UltraClear | SSI

Varná autoklávodatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem

- Ploché víčko umožňuje popis a jeho speciální konstrukce brání otevření ve vroucí lázni
- Vysoce průhledné mikrozkumavky vyráběné v USA
- Bez RNáz, DNáz a endotoxinů

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C
Maximální přetížení úhlových rotorů:	20 000 až 35 000 × g (v závislosti na objemu a typu vzorku - max. hodnota není zaručena)



Mikrozkumavka 0,5 ml čirá



Mikrozkumavka 1,5 ml čirá



Mikrozkumavka 2,0 ml čirá

Objem (ml)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	čirá	1000	U343500.N
0,5	červená	1000	U343500.R
0,5	modrá	1000	U343500.M
0,5	zelená	1000	U343500.Z
0,5	žlutá	1000	U343500.Y
0,5	oranžová	1000	U343500.O

0,5	hnědá	1000	U343500.A
1,5	čirá	500	U344700.N
1,5	červená	500	U344700.R
1,5	modrá	500	U344700.M
1,5	zelená	500	U344700.Z
1,5	žlutá	500	U344700.Y
1,5	oranžová	500	U344700.O
1,5	hnědá	500	U344700.A
2,0	čirá	500	U346500.N
2,0	červená	500	U346500.R
2,0	modrá	500	U346500.M
2,0	zelená	500	U346500.Z
2,0	žlutá	500	U346500.Y
2,0	oranžová	500	U346500.O
2,0	hnědá	500	U346500.A