

Mikrozkumavky šroubovací 5,0 ml | SIMPORT

Mikrozkumavky ve variantě se šroubovacím víčkem i bez něj

- Vyrobeno z vysoce kvalitního, transparentního polypropylenu
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů a pyrogen-free
- V nabídce jsou dvě varianty: sterilní zkumavky se šroubovacím víčkem či nesterilní, bez víčka
- Možnost dokoupit víčka samostatně
- Autoklávatelné při otevření zkumavky po dobu 20 min

Technické parametry

Maximální přetížení úhlových rotorů:	25 000 g
Teplotní rozsah:	+121 až -196 °C (nesmí být ponořeno do LN ₂)
Stupnicový rozsah :	0,5 - 5 ml (po 0,5 ml)
Materiál zkumavky:	PP (Polypropylen)
Materiál víčka:	HDPE (vysokohustotní polyethylen)



Mikrozkumavky šroubovací 5,0 ml

Typ zkumavky	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sterilní, s víčkem	čirá	10x20	U365150.N
Sterilní, s víčkem	Hnědá	10x20	U365150.A
Nesterilní, bez víčka	čirá	2x100	U365050.N
Nesterilní, bez víčka	Hnědá	2x100	U365050.A

Víčka k mikrozkumavkám šroubovacím 5,0 ml | SIMPORT

Volná či připojitelná víčka (s očkem pro navlečení na zkumavku) s plochou horní hranou, které byly navrženy tak, aby do nich bylo možné vložit barevné inserty

Barva	Balení (ks)	Typ víčka	Katalogové číslo
čirá	2x100	Volné	U366159.N
hnědá	2x100	Volné	U366159.A

modrá	2x100	Volné	U366159.M
zelená	2x100	Volné	U366159.Z
červená	2x100	Volné	U366159.R
bílá	2x100	Volné	U366159.B
žlutá	2x100	Volné	U366159.Y
čirá	2x100	Připojitelné	U366160.N
hnědá	2x100	Připojitelné	U366160.A
modrá	2x100	Připojitelné	U366160.M
zelená	2x100	Připojitelné	U366160.Z
červená	2x100	Připojitelné	U366160.R
bílá	2x100	Připojitelné	U366160.B
žlutá	2x100	Připojitelné	U366160.Y