

Mikrozkumavky sterilní | SSI

Varné autoklávovatelné mikrozkumavky se stupnicí, připojeným víčkem a velkou plochou pro označení vzorku

- Bez detekovatelných RNáz, DNáz, DNA, inhibitorů PCR, pyrogenů
- Uzávěr je odolný vůči teplotě varu
- Vyznačená stupnice po 100 μ l

Technické parametry

Materiál:	PP
Max. přetížení:	20 000 x G
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C
Barva:	čirá



Mikrozkumavky sterilní 0,5 ml



Mikrozkumavky sterilní 1,5 ml



Mikrozkumavky sterilní 2 ml

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	500	U111020
1,5	250	U121020
2	250	U131020