

Mikrocentrifuga FastGene | NIPPON Genetics

Mikrocentrifuga se třemi rotory a ve čtyřech různých barevných provedeních

- Ideální pro rychlé odstředění, mikrofiltraci nebo separaci buněk díky přetížení 2000 x g
- Tři snadno vyměnitelné rotory pro mikrozkušavky 1,5/2,0 ml, pro PCR stripy a pro mikroskopická podložní sklíčka
- Rotor pro mikrozkušavky se dodává včetně 6 adaptérů na 0,5ml zkumavky a 6 adaptérů na 0,2ml zkumavky
- Čtyři různé barvy víka (modrá, zelená, červená a růžová)

Technické parametry

Počet otáček:	6 000 ot/min (2000 x g)
Kapacita rotoru pro mikrozkušavky:	6 mikrozkušavek 1,5/2,0 ml
Kapacita rotoru pro PCR stripy:	2 x 8 mikrozkušavek 0,2 ml
Napájení:	100 – 240 V ~ 0,5 A
Rozměry (š x h x v):	175 x 148 x 118 mm



Mini centrifugy růžová (N100204), modrá (N100201), zelená (N100202) a červená (N100203)



Rotor pro PCR stripy, rotor pro mikrozkušavky 1,5/2,0 ml a adaptéry na 0,5ml zkumavky

Barva	Katalogové číslo
Modrá	N100201
Zelená	N100202

Červená	N100203
Růžová	N100204