


MINI Vortexer | HEATHROW SCIENTIFIC

Jednoduchý vortex pro osobní použití bez regulace otáček

- Snadné spuštění pomocí mikropínače na přtlak
- Rychlé dosažení maximálních otáček šetří čas a zajišťuje intenzivní promíchání
- Robustní základna a protiskluzové nožičky pro stabilitu během míchání
- Tichý provoz a nízké vibrace
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Frekvence třepání:	4 500 ot/min
Výkyv:	6 mm
Kapacita :	1 zkumavka max 50 ml
Hlučnost:	53 dB (max. rychlost, nezatíženo)
Napájení:	univerzální síťový zdroj 12 V
Příkon:	7,8 W
Rozměry (š x h x v):	11 x 13 x 7,5 cm
Hmotnost:	0,9 kg



MINI Vortexer

Popis	Katalogové číslo
MINI Vortexer HS	R.HXH6.1

MINI Vortex dodáváme včetně síťového zdroje a dvou silikonových kloboučků