

Minutky s přímým numerickým zadáváním

Přímé číselné zadávání pomocí 10 numerických kláves

- Zvuková signalizace při dosažení "0"
- Připevňovací magnet, stojan, spona a závěsný háček
- Funkce odečítání a přičítání
- Velký displej
- Balení obsahuje micro 1.5V baterii

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):	60 x 70 x 25 mm
Váha:	95 g
Max. doba chodu:	10 h



Minutky s přímým numerickým zadáváním

Produkt	Balení (ks)	Katalogové číslo
Minutky s přímým numerickým zadáváním	1	R.X253.1

Minutky s přímým numerickým zadáváním

Přímé číselné zadávání pomocí 10 numerických kláves

- Funkce odečítání a přičítání
- Zvuková signalizace při dosažení "0"
- Skládací stojánek
- Vypínač pro úsporu baterií
- Balení obsahuje 2x micro 1.5V baterii

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):	66 x 108 x 20 mm
Váha:	67 g

Nastavitelný čas max.:

99 h, 99 min a 99 s

Produkt	Balení (ks)	Katalogové číslo
Minutky s přímým numerickým zadáváním	1	R.TY87.1



Minutky s přímým numerickým zadáváním