

Miska kulatá PP s oblým dnem

Transparentní autoklávovatelná miska s ohrnutým okrajem vhodná i do mikrovlnné trouby

- Zakulacené dno usnadňuje promíchávání
- Misky lze vkládat do sebe

Technické parametry

Materiál:

průsvitný PP



Miska kulatá PP s oblým dnem

Objem (l)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,0	160	80	110	1	I954741
2,5	200	110	180	1	I954841
4,5	240	130	270	1	I954941
6,0	280	145	320	1	I955041
9,0	320	160	410	1	I955141
13,0	360	180	520	1	I955241

Uvedená hmotnost misek je pouze orientační