

## Miska odpařovací porcelánová hluboká

Odpařovací miska s výlevkou

### Technické parametry

Maximální teplota použití:

1000 °C



| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 10         | 42          | 16         | 1           | P902060          |
| 20         | 50          | 20         | 1           | P902061          |
| 30         | 63          | 25         | 1           | P902071          |
| 60         | 80          | 32         | 1           | P902062          |
| 107        | 81          | 38         | 1           | P902072          |
| 140        | 94          | 42         | 1           | P902063          |
| 150        | 100         | 40         | 1           | P902073          |
| 232        | 112         | 47         | 1           | P902064          |
| 300        | 132         | 55         | 1           | P902074          |