

Miska PP | AZLON

Hranatá autoklávovatelná miska

- Zvýšený okraj misky umožňuje bezproblémovou manipulaci i s většími předměty
- Víko nutno objednávat samostatně

Technické parametry

Materiál misky:	PP
Maximální teplota pro autoklávování:	121 °C



Miska s víkem

Kapacita (l)	Rozměry (mm)	Výška bez víka (mm)	Výška s víkem (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	390 x 290	110	130	1	S048204

Víko na misku

- Víko nelze autoklávovat

Technické parametry

Materiál:	PS
-----------	----

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víko na misku 10 l	1	S048205