

Miska skleněná oboustranná Dappen

Oboustranná sklenička pro míchání malých objemů vzorků

- Silnostěný rovnostranný desetihran s větší miskou na jedné a menší na druhé straně
- Ideální pro míchání malých objemů chemických látek, barev, inkoustů a dentálních materiálů

Technické parametry

Objem větší misky:	cca 3 ml
Objem menší misky:	cca 1,5 ml
Rozměry:	průměr 31 mm, výška 29 mm



Oboustranná skleněná miska Dappen

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	1	R.CKY4.1
zelená	1	R.CKY5.1
růžová	1	R.CKY6.1
Hnědá	1	R.CKY7.1