

## Miska žíhací porcelánová hluboká

Žíhací miska bez výlevky

### Technické parametry

Maximální teplota použití:

1 000 °C



| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 8          | 30          | 15         | 1           | P902031          |
| 21         | 40          | 20         | 1           | P902032          |
| 35         | 50          | 25         | 1           | P902033          |
| 64         | 60          | 30         | 1           | P902034          |
| 103        | 70          | 35         | 1           | P902035          |