

Misky hliníkové



Miska na vzorky

Miska s rovným dnem bez víčka

Objem (ml)	Vnitřní průměr x výška (mm)	Vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
28	55 x 13	64	100	R549451
125	85 x 26	96	100	R549651



Miska plochá na vážení


Pro vážení pevných i kapalných látek

Technické parametry

Maximální teplota:

400 °C

Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	7	80	R926251



Miska plochá na vážení

Miska univerzální

Miska vhodná pro vážení, sušení, rozdělování vzorků nebo jako víčko pro nádobky

Objem (ml)	Vnitřní průměr x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	44 x 12	100	I666541
60	63 x 17	100	I666641
75	62 x 30	100	I666741
200	110 x 35	50	I666841
500	181 x 25	50	I666941



Miska univerzální

Miska s držátkem

Miska vhodná pro vážení, sušení, rozdělování vzorků nebo jako víčko pro nádobky

- Držátko pro popis a snadnou manipulaci
- Zpevněné stěny pro zvýšení stability

Objem (ml)	Vnitřní průměr x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
8	28 x 10	500	I665441
20	43 x 13	100	I665541

60	57 x 16	100	I665641
80	70 x 16	100	I665741



Miska s držátkem