

Misky nerezové kulaté silnostěnné

Autoklávovatelné silnostěnné misky s plochým nebo oblým dnem a vyhrnutým okrajem



Miska s rovným dnem

Silnostěnná pevná a stabilní miska s rovným dnem a vyhrnutým okrajem, použitelná i pro potraviny

- Misky lze vkládat do sebe

Technické parametry

Materiál: nerez ocel 18/10

Objem (ml)	Průměr horní (mm)	Průměr dolní (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,0	160	110	65	230	1	R293871
1,5	180	120	78	300	1	R293971
2,0	200	140	88	350	1	R294071
3,5	240	160	105	510	1	R294171
5,6	280	180	120	660	1	R294271
8,3	320	200	130	880	1	R294371

Uvedená hmotnost misek je pouze orientační



Miska s rovným dnem

Miska s oblým dnem

Silnostěnná mimořádně pevná miska použitelná i pro potraviny

- Matná vnější stěna, vysoký lesk vnitřní stěny a neklouzavý vyhrnutý okraj

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel 18/10

Balení: 1 ks

Objem (l)	Průměr horní (mm)	Průměr dolní (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,75	145	90	60	170	1	I984941
1,0	160	115	70	310	1	I985041
1,5	180	130	80	370	1	I985141
2,5	210	160	90	500	1	I985241
4,0	245	180	105	800	1	I985341
6,0	280	205	125	1 070	1	I985441
9,0	325	240	140	1 180	1	I985541
12,0	350	260	150	1 340	1	I985641
17,0	410	270	160	1 580	1	I906251

Uvedená hmotnost misek je pouze orientační



Miska s oblým dnem