

Misky nerezové kulaté tenkostěnné

Autoklávovatelné tenkostěnné misky s plochým dnem a rovným vyhrnutým okrajem

- Matně vyleštěné misky kónického tvaru použitelné i pro potraviny



Miska vysoká

Technické parametry

Materiál: nerez ocel 18/10

Objem (l)	Průměr horní (mm)	Průměr dolní (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	120	75	70	75	1	I987741
1,0	150	95	80	140	1	I987841
3,0	200	140	120	340	1	I987941
5,0	265	180	130	500	1	I988041
8,0	310	200	165	655	1	I988141
11,0	355	215	180	960	1	I988241
14,0	370	215	200	995	1	I988341

Uvedená hmotnost misek je pouze orientační



Miska vysoká

Miska nízká

Technické parametry

Materiál: nerez ocel 18/10

Objem (l)	Průměr horní (mm)	Průměr dolní (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	140	95	55	115	1	I988441
1,0	165	115	75	220	1	I988541
3,0	240	160	95	365	1	I988641
6,0	290	195	130	630	1	I988741
8,0	320	210	140	700	1	I988841
11,0	380	285	130	1 100	1	I988941
14,0	400	285	155	1 160	1	I989041

Uvedená hmotnost misek je pouze orientační



Miska nízká