

Misky pro ohřev kulatých baněk | VELP

Hliníkové misky pro přenos tepla z plochy ploténky míchačky na stěny kulatých baněk

- Misky nahrazují olejové a pískové lázně a topná hnízda pro rychlý a bezpečný ohřev baněk s kulatým dnem
- Misky jsou určeny pro míchačky řady ARE / AREX s průměrem ploténky 155 mm a míchačky řady ARE-6 / AREX-6 s průměrem ploténky 135 mm

Technické parametry

Materiál: hliník

Balení: 1 ks



5



Miska pro baňku 250 ml pro míchačky ARE a AREX



Miska pro baňku 500 ml pro míchačky ARE a AREX



Miska pro baňku 1 000 ml pro míchačky ARE a AREX

Pro míchačky řady ARE/AREX s ploténkou průměru 155 mm		Pro míchačky řady ARE/AREX a ARE-6/AREX-6 s ploténkou průměru 135 mm	
Objem baňky (ml)	Katalogové číslo	Objem baňky (ml)	Katalogové číslo
50	X000273	50	X100330
100	X000258	100	X100331
250	X001071	250	X100332
500	X001072	500	X100333
1 000	X001073	1 000	X100334