

MODŘ BROMFENOLOVÁ SODNÁ SŮL

modř bromfenolová, 3',3'',5',5''-tetrabromfenolsulfonftalein sodná sůl

CAS: 34725-61-6

Vzorec: C₁₉H₉Br₄O₅Na


Technické parametry

Molekulová hmotnost: 691,9

Indikátor: pH 3,0-4,6

Barevný přechod: žlutozelená - modrá

Pracovní roztok: 0,1 g v 100 ml EtOH (20 %) NEBO 0,04 g v 0,74 ml NaOH 0,1 mol/l a doplnit vodou na 100 ml



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	5 g	R.A512.2
pro elfo	10 g	R 15121
pro elfo	25 g	R.A512.3