

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ, SODNÁ SŮL


3',3''-dibrom-thymolsulfonftalein, sodná sůl

CAS: 34722-90-2

Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	646,38
Indikátor:	pH 6,0-7,6
Barevný přechod:	žlutá - modrá
Pracovní roztok:	0,04 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	5 g	R.KK19.1
p.a.	10 g	R.KK19.2
p.a.	25 g	R.KK19.3