

MODŘ BROMXYLENOLOVÁ

CAS: 40070-59-5

Vzorec: C₂₃H₂₀Br₂O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	568,29
Indikátor:	pH 6,0-7,6
Barevný přechod:	žlutá - modrá
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml 96% EtOH



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 g	R.KK27.1
p.a.	5 g	R.KK27.2
p.a.	10 g	R.KK27.3