

MODŘ EVANSOVA

C.I.23860, Direct Blue 53

Azobarvivo pro intravitální barvení

CAS: 314-13-6

Vzorec: $C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

960,82

Bezp. věty (GHS):

H350-H361d



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	R.7684.1
pro mikroskopii	25 g	R.7684.2
pro mikroskopii	100 g	R.7684.3