

MODŘ METHYLENOVÁ roztok

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9, Methylene blue


CAS: 61-73-4

Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 319,85

Použití: barvení nukleonových kyselin v polyakrylamidu



MODŘ METHYLENOVÁ roztok

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,01 mol/l	100 ml	R.9953.1

MODŘ METHYLENOVÁ roztok

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H302-H412

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
1% vodný roztok	250 ml	M 40501
1% vodný roztok	500 ml	M 40502
1% vodný roztok	1 l	M 40503
1% roztok v ethanolu	250 ml	M 40401
1% roztok v ethanolu	500 ml	M 40402
1% roztok v ethanolu	1 l	M 40403

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.