

MODŘ TETRAZOLIOVÁ CHLORID

BTC

Pro vitální barvení buněk


CAS: 1871-22-3

Vzorec: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂

- Další použití: histochemická detekce sukcinát dehydrogenázy a NAD-vázaných enzymů, vitální barvení pro detekci živých buněk, biochemické měření glukooxidázy, analýza různých kortikosteroidů

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	727,64
Vitální barvení:	Test - vitalita živé buňky červeně
Bezp. věty (GHS):	H350



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	1 g	sklo	R.4176.1
min 95 %, pro biochemii	5 g	sklo	R.4176.2