

MOLYBDEN - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Mo

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):	H290-H315-H318
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄	1 000	4% NH ₃	100 ml	R.2335.1
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄	1 000	4% NH ₃	500 ml	R.2335.2