

**MOSAZ**

slitina mědi a zinku

**Vzorec:** CuZn<sub>x</sub>**Technické parametry**Hustota: 8,55 g·cm<sup>-3</sup>

| Specifikace                                                             | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| cca 66 % Cu a 33 % Zn<br>vlna, průřez vlákna 0,05 x 0,2 mm <sup>2</sup> | 100 g  | R.0753.1         |
| cca 66 % Cu a 33 % Zn<br>vlna, průřez vlákna 0,05 x 0,2 mm <sup>2</sup> | 250 g  | R.0753.2         |
| cca 66 % Cu a 33 % Zn<br>vlna, průřez vlákna 0,05 x 0,2 mm <sup>2</sup> | 500 g  | R.0753.3         |
| cca 66 % Cu a 33 % Zn<br>vlna, průřez vlákna 0,05 x 0,2 mm <sup>2</sup> | 1 kg   | R.0753.4         |