

Mowiol® 4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol


CAS: 25213-24-5

Vzorec: $[-CH_2CHOH-]_n$

- Vodné montovací médium pro trvalé preparáty v histologii a zejména v imunohistochemii
- Většinou se používá v kombinaci s [DABCO®](#), které konzervuje barevnost a fluorescenci trvalých preparátů

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	31000
Hustota:	1,27 g·cm ⁻³
Vzhled:	Bezbarvé až lehce nažloutlé granule



POLYVINYALKOHOL



Mowiol 4-88

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
granulovaný	50 g	plast	R 07131
granulovaný	100 g	plast	R 07132