

Mraznička LGUex 1500 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní mraznička s vnitřním prostorem v nevýbušném provedení

- Vnější digitální ukazatel teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů
- Vnitřní osvětlení chladicí části je zajištěno samostatně spínaným LED osvětlením
- Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
- Lednice je vhodná pro skladování vysoce hořlavých produktů
- Interiér je licencován jako nebezpečný prostor zóny 2 podle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Mezi typické produkty pro skladování patří výzkumné vzorky, činidla, které jsou zařazeny do skupiny výbuchu IIB+H2 a teplotní třídy T6 podle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Není vhodné v lednici skladovat chemicky nestabilní látky, krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	129 l
Rozsah teploty mrazicí části:	-9 až - 26 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	ocel
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	45 dB
Spotřeba energie za rok:	294 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Rozměry (š × h × v):	60,1 x 61,8 x 82 cm
Hmotnost:	43 kg



Mraznička LGUex 1500 MediLine



Mraznička LGUex 1500 MediLine



Mraznička LGUex 1500 MediLine

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mraznička LGUex 1500 MediLine	1	F999298