

Mraznička ultra nízkoteplotní SUFsg 5001 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní hlubokomrazicí skříň k dlouhodobému skladování odebraných vzorků

- Vnější digitální ukazatel teploty
- Výkonná řídicí jednotka zařízení se standardně dodává s řadou přehledných ovládacích, záznamových a alarmových funkcí
- Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
- Rejdrovací kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
- Hliníkové tyčové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem
- Pevné otevírání dveří doprava
- Vnitřní prostor a vnitřní strana izolovaných venkovních dveří jsou vyrobeny z nerezové oceli
- Mezi typické produkty pro skladování patří vzorky biologického, zdravotního a chemického původu
- Vhodné pro použití ve farmaceutickém průmyslu, zdravotnictví, v přírodovědných odvětvích, v odvětví umělých hmot, elektronice, potravinářském průmyslu
- Hlubokomrazicí skříň je vhodná ke skladování produktů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné
- Uložené produkty nesmí obsahovat korozivní složky, které by mohly poškodit nerezové součásti zařízení (př. kyseliny a halogenidy)

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	477 l
Nastavitelný rozsah teploty:	-40 až -86 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	ocel
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	47 dB
Spotřeba energie za rok:	2884 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Vnější rozměry (š x h x v):	92,0 x 108,2 x 196,6 cm
Hmotnost:	254 kg



SUFsg 5001 MediLine



SUFsg 5001 MediLine

Model

**Balení
(ks)**

Katalogové číslo

Mraznička ultra nízkoteplotní SUFsg 5001 MediLine	1	F993351
---	---	---------