

MUREXID


C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

CAS: 3051-09-0

Vzorec: C₈H₈N₆O₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	284,19
Max ztráty při sušení (135 °C):	10 %
Indikátor:	Ag, Ca, Co, Cu, Mn, Ni, Sc, Th, Zn
Pracovní roztok:	čerstvě připravený nasycený vodný roztok
Rozpustnost ve vodě (20 °C):	1 g/l



MUREXID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	25 g	M 44006

MUREXID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ACS	5 g	R 01247
ACS	25 g	R.T124.2
ACS	50 g	R.T124.3