


N,N-DIMETHYLACETAMID

CAS: 127-19-5

Vzorec: C₄H₉NO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	87,12
Hustota:	0,94 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H360D-H312+H332



N,N-DIMETHYLACETAMID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	1 l	D 28302

N,N-DIMETHYLACETAMID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	250 ml	D 28501
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.3617.2
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.3617.3
min 99 %, pro syntézu	10 l	R.3617.4
min 99 %, pro syntézu	25 l	R.3617.5