

N,N-DIMETHYLACETAMID ROTISOLV® Headspace Grade


DMA, dimethylamid kyseliny octové Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

CAS: 127-19-5

Vzorec: C₄H₉NO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	87,12
Hustota:	0,94 g·cm ⁻³
Voda:	max 0,03 %
Acidita:	max 0,005 %
Index lomu (20 °C):	1,437-1,439
Netěkavé látky:	max 0,001 %
Bezp. věty (GHS):	H360D-H312+H332-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,99 %	1 l	R.HN45.1