

N,N-DIMETHYLFORMAMID D7


heptadeuterodimethylformamid
Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 4472-41-7

Vzorec: C₃D₇NO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	80,17
Hustota:	1,05 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H360D-H312+H332-H319



DIMETHYLFORMAMID D7

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
99,5 % deuterovaný	1 ml	skleněná ampule	R.CP92.2
99,5 % deuterovaný	5 ml	sklo	R.CP92.1