

n-AMYLALKOHOL


1-pentanol, pentan-1-ol, n-butylkarbinol

CAS: 71-41-0

Vzorec: C₅H₁₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	88,15
Hustota:	0,81 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H332-H315-H335



n-AMYLALKOHOL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 l	A 13301
min 99 %, p.a.	1 l	A 13101

n-AMYLALKOHOL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
98 %, pro syntézu	500 ml	R.8949.2
98 %, pro syntézu	1 l	R.8949.1