

n-BUTYLALKOHOL pro HPLC | CARLO ERBA

1-butanol, butan-1-ol

CAS: 71-36-3

- Přefiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	74,12
Hustota:	0,81 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H318-H226-H302-H315-H335-H336



butanol

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
pro HPLC, Isocratic grade	4 x 2,5 l	B 07701.4