


n-HEPTAN ROTISOLV®
CAS: 142-82-5

Vzorec: C₇H₁₆

- Zfiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	100,20
Index lomu/20 °C:	1,388
Bod varu:	98,4 °C
Hustota/20 °C:	0,68
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H400-H410-H315-H336



n-HEPTAN

n-HEPTAN ROTISOLV® HPLC
Technické parametry

Obsah (GC):	min 95 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0001 %

Vlnová délka (nm)	255	220	205
Min propustnost (%T)	99	80	50

Balení	Katalogové číslo
1 l	H 01502

2,5 l	H 01501
4 x 2,5 l	H 01501.4

n-HEPTAN ROTISOLV® UV/IR Grade

Speciálně testovaný pro chromatografické a spektroskopické použití

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 %
Odparek:	max 0,0005 %
Fluorescence (jako chinin):	max 1,0 ppb při 254 a 365 nm

Vlnová délka (nm)	245	228	220	210	200
Min propustnost (%T)	98	90	80	50	10

Balení	Katalogové číslo
2,5 l	H 01701
4 x 2,5 l	H 01701.4