

n-HEXAN ROTISOLV® HPLC

1-methylpentan

CAS: 110-54-3

Vzorec: C₆H₁₄

- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	86,18
Hustota/20 °C:	0,66
Bod varu:	69 °C
Obsah (GC):	min 98 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0003 %
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H361f-H373-H315-H336-H411

Vlnová délka (nm)	260	230	220	210	200
Min propustnost (%T)	99	95	85	50	25



n-HEXAN ROTISOLV® HPLC

Balení	Katalogové číslo
1 l	R 73391
2,5 l	R 73392
4 x 2,5 l	R 73392.4