

n-HEXANSULFONÁT SODNÝ

hexan-1-sulfonan sodný, sodná sůl hexan-1-sulfonové kyseliny


CAS: 2832-45-3

Vzorec: $C_6H_{13}NaO_3S$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

188,22



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro iontově párovou chromatografii	10 g	R.KK54.1
min 98 %, pro iontově párovou chromatografii	25 g	R.KK54.2
min 98 %, pro iontově párovou chromatografii	100 g	R.KK54.3