

N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORACETAMID

MSTFA


Silylační činidlo

CAS: 24589-78-4

Vzorec: C₆H₁₂F₃NOSi

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	199,25
Hustota:	1,07 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro plynovou chromatografii	5 g	R.8007.1
min 99 %, pro plynovou chromatografii	10 ml (láhev se septem)	R.9933.1