

N,N-DIETHYLANILIN


DEA, N,N-diethylfenylamin

CAS: 91-66-7

Vzorec: C₁₀H₁₅N

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	149,23
Hustota:	0,927 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301+H311+H331-H315-H373-H411



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro syntézu	250 ml	R.1CA2.1
min 98,5 %, pro syntézu	1 l	R.1CA2.2
min 98,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.1CA2.3