

n-OKTYL-β-D-GLUKOPYRANOSID


OGP, octylglukosid

Neiontový nedenaturující ve vodě rozpustný detergent používaný zejména pro izolaci membránových proteinů. Snadno odstranitelný dialýzou. Nulová fotometrická absorpce při 280 nm.

CAS: 29836-26-8

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	292,38
Doporučená koncentrace pracovního roztoku:	30 nM
Stálost roztoku:	Připravte a pracujte vždy s čerstvým roztokem



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.CN23.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.CN23.2
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.CN23.3