

n-OKTYL-β-D-THIOGLUKOPYRANOSID

oktyl-β-D-thioglukosid

neiontový detergent

Vynikající stabilita ve vodném roztoku, snadno odstranitelný dialýzou. Je tedy velmi vhodný pro izolaci membránových proteinů.


CAS: 85618-21-9

Vzorec: C₁₄H₂₈O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

308,44



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	500 mg	R.4139.3
min 95 %, pro biochemii	1 g	R.4139.1
min 95 %, pro biochemii	5 g	R.4139.2