

Dewarova nádoba kovová transportní | KGW-ISOTHERM

Válcová nádoba s víkem a držadlem v lakovaném plášti

- Izolovaná vnitřní dvojitá evakuovaná nádoba z postříbřeného skla, vnější kovový plášť
- Vhodné pro skladování a přepravu vzorků citlivých na teplo v chladicích mediích, jako je kapalný dusík

Technické parametry

Materiál: borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část modře lakovaný hliník - vnější obal

Teplotní rozsah: -200 až +150 °C, krátkodobě +200 °C - vnitřní skleněná část -10 až +60 °C - vnější obal



Nádoba Dewarova transportní

Objem (l)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Výdrž* (hod)	Katalogové číslo
1	100	120	150	215	18	R044221
2	138	165	170	245	26	I803921
3	138	165	230	305	44	R109821
4	138	165	310	385	75	R109921

* Přibližná doba při zavření víku

V případě potřeby lze objednat náhradní skleněnou evakuovanou nádobu, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.