

## Dewarova nádoba na tekutý dusík | KGW-ISOTHERM

Dewarova láhev pro uchovávání a interní transport tekutého dusíku na krátké vzdálenosti

- Vnitřní kulovitá dvojité evakuovaná baňka z postříbřeného borosilikátového skla 3.3
- Vnější robustní hliníkový plášť s držadlem
- Izolované víčko uchycené k hrdlu láhve
- Nízký odpar umožňuje dlouhodobé uchovávání tekutého dusíku

### Technické parametry

Materiál: borosilikátového skla 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část lakovaný hliník - vnější obal

Teplotní rozsah: -200 až +150 °C - vnitřní skleněná část -200 až +80 °C - víčko -10 až +60 °C - vnější obal



Náhradní skleněná evakuovaná nádoba

| Objem (l) | Vnitřní průměr hrdla (mm) | Vnější průměr lahve (mm) | Celková výška (mm) | Nominální denní výpar | Katalogové číslo |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1         | 30                        | 175                      | 300                | 0,2 l                 | R336961          |
| 3         | 60                        | 225                      | 380                | 0,4 l                 | R337061          |
| 5         | 60                        | 260                      | 450                | 0,4 l                 | R337161          |
| 10        | 65                        | 330                      | 480                | 0,6 l                 | R337261          |