

Nádoba na nebezpečný odpad PP

Autoklávovatelná nádoba pro odkládání nebezpečných a infikovaných předmětů

- Při autoklávování nechte nádobku otevřenou



Dvojitá nádoba na nebezpečný odpad

Robustní nádoba pro sběr ostrého, nebezpečného a infikovaného odpadu

- Široký otvor pro vhazování Petriho misek, skalpelů, injekčních stříkaček apod.
- Vnější nádoba má dvoupolohově uzavíratelné víko
- Čirá automaticky se zavírající vnitřní nádobka zabraňuje vypařování
- Nádoba o obsahu 2, 4 a 7 l má ve víku výřez pro odstraňování jehel a břitů skalpelů
- Nádoba 9 a 13 l se širokým otvorem pro vhazování velkoobjemového odpadu a výřezem pro odstraňování břitů skalpelů

Technické parametry

Materiál: rázuvzdorný, neprorazitelný PP

Objem (l)	Rozměry (mm)	Výška (mm)	Velikost otvoru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	108 x 90	180	55 x 35	10	I919051
2	195 x 120	180	55 x 50	1	I618831
4	175 x 175	245	55 x 50	1	R581261
7	175 x 175	380	55 x 50	1	R581361
9	292 x 195	291	210 x 60	1	I802521
13	292 x 195	353	210 x 60	1	I802621



Dvojitá nádoba na nebezpečný odpad

Stojánek pro dvojité nádoby

Stojánek se samolepicí plochou pro uchycení na stole

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek pro nádobu o objemu 1 litr	1	I919451
Stojánek pro nádobu o objemu 2 litry	1	I618931
Stojánek pro nádobu o objemu 4 a 7 litrů	1	I116631



Stojánek pro dvojité nádoby

MINI nádobka na použité jehly a stříkačky

Autoklávatelná malá přenosná nádobka pro injekční stříkačky a jehly

- Těsnící víčko a výřez pro odstraňování jehel
- Zesílené, nepropíchnutelné dno

Technické parametry

Materiál:	PP
Objem:	170 ml
Rozměry:	průměr 50 mm, výška 115 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
-------	-------------	------------------

MINI nádobka	10	I815211
--------------	----	---------



MINI nádobka na použité jehly a stříkačky