

Nádoba na odpad PP

Nádoba pro bezpečné skladování a přepravu rizikového odpadu

- Pouze pro skladování a přepravu netekutého odpadu
- Nádoba se žlutým zacvakávacím víkem s gumovým těsněním
- Víko nelze po konečném uzavření opět sejmout
- Snadno stohovatelné
- UN certifikát: 1H2/Y15/S

Technické parametry

Materiál: polypropylen



Objem (l)	Délka x šířka x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	404 x 334 x 315 mm	1	R.A854.1
60	404 x 335 x 646 mm	1	R.1066.1