

Nádoba na sypké a pastovité substance HDPE

Vzduchotěsné a vodotěsné nádoby s možností zaplombování

- Červené šroubovací víko s gumovým těsněním

Technické parametry

Materiál: HDPE (neobsahuje kadmium a těžké kovy)

Teplotní stabilita: -30 až +80 °C



Nádoba na sypké a pastovité substance HDPE

Objem (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
3,6	198	171	136	1	R128061
6,0	198	263	136	1	R078851
10,0	274	238	203	1	R295861
15,0	274	327	203	1	R078951
20,0	274	417	203	1	R295961
26,4	316	425	203	1	R079051
42,0	410	418	280	1	I399021
55,0	410	520	280	1	I399121
68,0	410	634	280	1	R545951