

## Nádobka barvicí skleněná malá

Kyveta s víčkem pro barvení preparátů na podložním skle

### Technické parametry

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Materiál:  | sodnodraselné sklo                   |
| Kapacita : | jedno mikroskopické sklíčko na výšku |



Nádobka obdélníková



Nádobka kulatá

| Popis               | Rozměry (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------|
| Nádobka obdélníková | 45 x 28      | 90         | 1           | H001230          |
| Nádobka kulatá      | Průměr 40    | 85         | 1           | H001231          |