

Nádobka hliníková

Nádobka se šroubovacím víčkem

- Víčko s vnitřním gumovým těsněním
- Autoklávovatelná i s víčkem při 121 °C

Technické parametry

Materiál:

čistý 99,5% hliník

Teplotní odolnost:

- 196 °C



Objem nádoby (ml)	Objem vzorku (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
3	2	14,5	23	100	R108351
15	10	30,0	29	100	R108451